

TECHSPEC® 40 mm Goniometer, englisch, 82 mm Radius



TECHSPEC® Goniometers



Produkt #66-527 **1 In Stock**

- 1 + €595⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-2	€595,00 stückpreis
Stk. 3+	€519,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

English **Typ:**
5 **Auflösung (Bogenminuten):**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

