

**TECHSPEC® 40mm, metrisch, Mikrometer, Z-Achse**



TECHSPEC® Vertical Translation Stages



Produkt #66-501 **1 In Stock**

- 1 + €780<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1-2	€780,00 stückpreis
Stk. 3+	€679,50 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Produktdetails**

Metric **Typ:**

**Physikalische und mechanische Eigenschaften**

Linear (Z) **Art der Bewegung:**

