

TECHSPEC® Cf-Objektiv mit Flüssiglinse, 5X



5X Tunable Compact Objective Liquid Lens Assembly, #34-713

Produkt #34-713 3-4 TAGE

- 1 +

€1.205,00

+ WARENKORB

Stk. 1-2

€1.205,00

Stk. 3+

€1.125,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos

Downloadbereich

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
1.0-1.2mm

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
1.5-1.6mm

Freie Apertur CA (mm):

11.4
Länge ohne Gewinde (mm): 64.41
Vergrößerung: 5.5X - 6.0X
Max. Durchmesser (mm): 30
Max. Sensorgröße: 2/3"
Mount: C-Mount
Numerische Apertur NA: 0.15 - 0.16
Gewinde: C-Mount
Typ: Microscope Objective
Apertur (mm): Front: 11.4
Arbeitsabstand (mm): 14.7 - 15.5
Hinweis: Liquid Lens Included: 10mm, VS Coated, -1.5 - 3.5 diopter range
Art: Finite Conjugate
Hersteller: Edmund Optics®
Tubuslänge (mm): 50.0
Parfokallänge (mm): 79.11 - 87.91
Immersionsflüssigkeit: N/A

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen