

Stäbchen mit Baumwollspitze, 6" Länge, Kiste (10 Boxen)



6" Length Case (10 Boxes), Cotton-Tipped Swabs

Produkt #56-925 **8 In Stock**

- 1 + €158⁰⁰

[+ WARENKORB](#)

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€158,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

i Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Case (10 Boxes, 10 Bags per Box) **Typ:**

10,000 **Anzahl Stäbchen:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

6.00 **Länge (Zoll):**

Konformität mit Standards

[Konform](#)

RoHS 2015:

[Anzeigen](#)

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Fusselfrei
- 3" oder 6" Länge

Diese Stäbchen mit Baumwollspitze mit 3" oder 6" Länge sind ideal für die Reinigung von optischen Komponenten geeignet und nützlich für verschiedenste Anwendungen. Nicht steril. Nahezu fusselfrei.
