

TECHSPEC® 70 mm Goniometer, metrisch, 120 mm Radius



TECHSPEC® Goniometers



Produkt #66-535 **KONTAKT**

- 1 + €775.⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-2	€775,00 stückpreis
Stk. 3+	€675,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Metric **Typ:**
5 **Auflösung (Bogenminuten):**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

