

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Standruisverlängerung, 20,8 mm Länge, M6, #8-32



Pedestal Extender

Produkt #16-460 3-4 TAGE

- 1 + €10,80

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€10,80

Stk. 5+

€9,70

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Gewinde:
8-32, M6x1.0

Typ:
Metric/English

Aufbau:
Stainless Steel

Länge (mm): 20.80
Funktion: Pedestal Extender
Stangendurchmesser (mm): 25.4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform
