

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Stange mit Standruis, metrisch, 101,6 mm Länge



Pedestal Post

Produkt #15-844 3-4 TAGE

- 1 + €38,50

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€38,50

Stk. 5+

€34,70

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Gewinde:
M4x0.7

Typ:
Metric

Gewicht (kg):
0.41

Aufbau: Stainless Steel
Länge (mm): 101.60
Hinweis: With M6x1.0 screw holes on the base
Funktion: Pedestal Post
Stangendurchmesser (mm): 25.4
Basisdurchmesser (mm): 31.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform

