

TECHSPEC[®] Blendenkit: bestehend aus 7 Blenden



Aperture Kit for Achromat Prototyping Kit

Produkt **#54-720** **1 In Stock**

-

1

+

€168^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€168,00 stückpreis
Stk. 6-10	€156,30 stückpreis
Stk. 11-25	€149,10 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Prototyping Kit

Typ:

Kit

Funktion:

Konformität mit Standards

