

TECHSPEC[®] C-Mount Zylinder mit Innengewinde, 25 mm Durchmesser



C-Mount Helicoid Movement Barrel, #11-131



Produkt #11-131 KONTAKT

-

1

+

€398^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€398,00 stückpreis
Stk. 5-9	€371,60 stückpreis
Stk. 10-25	€353,60 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Helicoid Barrel	Typ:
Circular	Optiktyp:

