

TECHSPEC[®] Achromat-Testaufbautubus: 2 Retainer und Blendenkit (7 Stück)



Produkt **#54-719** **KONTAKT**

-1+

€300^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€300,00 stückpreis
Stk. 6-10	€264,60 stückpreis
Stk. 11-25	€244,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Prototyping Kit	Typ:
Kit	Funktion:

Konformität mit Standards

