


TECHSPEC®

Achromat-Testaufbautubus: 2 Retainer



Cell with Two Retainers for Achromat Prototyping Kit

Produkt **#58-255** **2 In Stock**

-

1

+

€168^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€168,00 stückpreis
Stk. 6-10	€148,00 stückpreis
Stk. 11-25	€136,40 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Typ:

Prototyping Kit

Funktion:

Kit

Konformität mit Standards

