

TECHSPEC®

Komplettes Achromat Testaufbauset



Produkt #54-666

KONTAKT

-

1

+

€1.270⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€1.270,00 stückpreis
Stk. 6-10	€1.118,60 stückpreis
Stk. 11-25	€1.029,60 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Prototyping Kit	Typ:
Kit	Funktion:

Konformität mit Standards

