

TECHSPEC[®] DAPI (für hohe Helligkeit) Filterwürfel-Set - Nikon



Olympus Filter Cube #86-833



Produkt **#86-370-NKN** KONTAKT

⊖

1

⊕

€1.350⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€1.350,00 stückpreis
Stk. 10+	€1.215,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Typ:

Fluorescence Filter Kit	
DAPI (High Brightness)	Kompatibles Fluorophor:
#84-093	Anregungsfilter:
#84-095	Emissionsfilter:
#86-330	Dichroitischer Filter:
Nikon	Kompatible Mikroskophersteller:
Optische Eigenschaften	
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: ☐
Hard Coated	Beschichtung:
352 - 402	Anregungsbereich (nm):
417 - 477	Emissionsband (nm):
409.00	Dichroitische Grenzwellenlänge (nm):
352 - 477	Wellenlängenbereich (nm):
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Stellt die korrekte Ausrichtung der Filtersets sicher
- Einfache Anpassung an handelsübliche Mkroskope
- Für eine Vielzahl von Wellenlängen lieferbar
- Nicht-montierte **TECHSPEC® Fluoreszenzfiltersets** ebenfalls erhältlich

Die vormontierten TECHSPEC® Fluoreszenzfiltersets im Würfel erleichtern die Integration bei den beliebten Mikroskopen von Olympus oder Nikon. Jedes Fluoreszenzfilterset im Würfel besteht aus einem dichroitischen **TECHSPEC® Fluoreszenzfilter** sowie zwei **TECHSPEC® Fluoreszenz-Bandpassfiltern**, die so ausgerichtet wurden, dass eine optimale Anregung und Emission der wichtigsten Fluorophore erreicht wird. Die Filter können einfach ausgebaut und entsprechend den Anforderungen der Anwendung ersetzt werden, was die Flexibilität erhöht. Ungefasste **TECHSPEC® Fluoreszenzfiltersets** sind ebenfalls erhältlich.

Built-to-Order-Produkt: Die Produkte werden nach der Bestellung aus Standardkomponenten zusammengebaut. Wenn alle Komponenten auf Lager sind, erhalten Sie die Ware in der Regel innerhalb von 5 - 8 Tagen. **Kontaktieren Sie uns** bei Fragen zu Lieferung oder Lagerbestand.