

LUCID Vision Labs Atlas ATP204S-MC, Sony IMX541, 20,4 MP, IP67, Kamera monochrom

Mehr Produkte von [LUCID Vision Labs™](#)



Produkt #23-975 3-4TAGE

- 1 + **€3.600,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€3.600,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Videoausgang:
GigE (PoE)

Typ:
Monochrome Camera

Hersteller:
Lucid Vision Labs

Bufferspeicher:

380 MB
Kamera-Familie: Atlas IP67
Modellnummer: ATP204S-MC
Sensortyp: Sony IMX541
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1.1"
Auflösung (Megapixel): 20.40
Pixel (h x v): 4,504 x 4,504
Pixelgröße, h x v (µm): 2.74 x 2.74
Sensorfläche, h x v (mm): 12.34 x 12.34
Bildrate (fps): 27.40
Pixeltiefe: 8/10/12 Bit
Belichtungszeit: 10.74 µs to 10 s (Normal) / 2.29 µs to 2.46 µs (Short Mode)
Stecker: PoE, M12
Stromversorgung: PoE (IEEE 802.3af), or 12-24 VDC external
Energieverbrauch (W): 8W via PoE, 7W when powered externally
GPIOs: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated out, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Größe (mm): 60 x 60 x 65
Gewicht (g): 340
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): Not Specified
Betriebstemperatur (°C): -20 to 55
Lagerungstemperatur (°C): -30 to 60
GPIO-Steckertyp: 9 pin M8 connector
Bildverarbeitungsstandard: GigE Vision v2.0

Konformität mit Standards

RoHS: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen