

TECHSPEC®

C-Mount-Objektivrevolver, M26



C-Mount Manual Objective Turrets

Produkt **#19-534** **9 In Stock**

-

1

+

€900⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-2	€900,00 stückpreis
Stk. 3+	€855,30 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Gewinde & Montage

Gewindeart:

C-Mount
Objective: (4) M26 x 0.706

Konformität mit Standards

RoHS 2015:

[Konform](#)


Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	REACH 241:

Produktdetails

- Kompatibel mit Tubus-System zum Aufbau von modularen Mkroskopsystemen
- Vier Objektivpositionen
- Kompatibel mit Objektiven von Mtutoyo und Nikon

Die manuellen C-Mount-Objektivrevolver sind ideal für den Aufbau von modularen Mikroskopsystemen mithilfe der C-Mount-Komponenten des Tubus-Systems. Das große Angebot an C-Mount-Komponenten beim Tubus-System von Edmund Optics bietet maximale Vielseitigkeit bei der Entwicklung eines Mikroskopsystems mit C-Mount-Kameraanschluss für die Integration in Bildverarbeitungssysteme. Über zusätzliches Zubehör können die Objektivrevolver auch an S-Mount, T-Mount, ID1 (SM1) und das Multi-Element Tubus-System angepasst werden. Die manuellen C-Mount-Objektivrevolver werden mit Gewinde M26 x 0,706 für Objektive von Mtutoyo und mit Gewinde M25 x 0,75 für Objektive von Nikon angeboten. Jeder Revolver hat vier Objektivpositionen, um die Flexibilität zu erhöhen.

Technische Informationen



#19-534