


Olympus PLN Phasenkontrast-Objektiv 40X, Ph2



Produkt **#87-012** NEU **1 In Stock**

-

1

+

€1.140⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.140,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
PLN40XPH	Modellnummer:
Microscope Objective	Typ:
Phase Contrast	Art:
Olympus	Hersteller:
Hinweis:	

Requires Ph2 phase annulus for phase contrast observation

Physikalische und mechanische Eigenschaften

0.55	Bildfeld (mm):
44.27	Länge ohne Gewinde (mm):
24	Max. Durchmesser (mm):

Optische Eigenschaften

0.17	Kompatible Deckglasdicke (mm):
4.50	Brennweite BW (mm):
40X	Vergrößerung:
0.65	Numerische Apertur NA:
0.52	Auflösung (µm):
0.65	Tiefenschärfe (µm):
0.6	Arbeitsabstand (mm):
22	Feldzahl:
45	Parfokallänge (mm):
N/A	Immersionsflüssigkeit:
1041	Abbildungstiefe (µm):

Gewinde & Montage

RMS / 20.32mm x 36 TPI	Gewinde:
------------------------	----------

Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
----------	-------------------------

Produktdetails

- Plan-achromatisches Flachfeld-Design für scharfe, verzeichnungsfreie Bilder
- Präzise Phasenring-Anpassung (Ph1, Ph2, Ph3) für optimalen Kontrast
- Erhältlich mit mehreren Vergrößerungen (10X, 20X, 40X) und einer 100X-Ölimmersion-Option
- Optimiert für das optische System UIS2, um eine nahtlose Integration mit dem Olympus CX43 zu gewährleisten

Olympus PLN Phasenkontrast-Objektive bieten eine leistungsstarke Bildgebung für präzise Zellanalyse am [Olympus CX43](#) Mikroskop. Diese Objektive sind für eine präzise Phasenkontrastmikroskopie bei allen Vergrößerungen ausgelegt und bieten einen hervorragenden Kontrast und eine Flachfeldkorrektur. Sie wurden speziell für das optische System UIS2 entwickelt und liefern scharfe, extrem klare Bilder, die ideal für lebende, ungefärbte Proben sind. Die Olympus PLN Phasenkontrast-Objektive wie das 10XPh1 (#86-935) und das 100XPh3 oil (#87-013) gewährleisten zuverlässige Ergebnisse bei einer Vielzahl von biologischen Anwendungen. Ihre gleichbleibende Qualität und Kompatibilität mit den Standard-Phasenkontrastkondensatoren von Olympus machen sie zu einer zuverlässigen Wahl für professionelle Labore.