

Rolle mit Klebeband, MIL-A-A113 Rev. D (1,27 cm x ca. 65 m)



Roll of Tape, MIL-A-A113 Rev. D (0.5"x72 Yards)

Produkt **#18-488** [KONTAKT](#)

- 1 + €21²⁵

[+ WARENKORB](#)

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€21,25 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Meets MIL-A-A113 Rev. D standard.

Hinweis:

Konformität mit Standards

[Konform](#)

Reach 224:

[Anzeigen](#)

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Testen Sie Abrieb und Haftung von optischen Beschichtungen nach den ML-Spezifikationen
- Inklusive Anleitung und Konformitätsnachweis
- Ersatzmaterial wie Radierer, Mulltücher und andere Komponenten verfügbar

Das Beschichtungstestkit für die Militärspezifikation ML-SPEC beinhaltet alle Werkzeuge und jegliches Zubehör, dass für die Abrieb- und Haftungstests nach ML-C-675, ML-M-13508, ML-F-48616 und ML-PRF-13830B benötigt wird. Für den Abriebtest werden zwei Testinstrumente mitgeliefert, eines aus Messing mit einer Feder mit 2½lb, um starke Abriebfestigkeit zu testen und eines aus Aluminium mit einer Feder mit 1 lb, um mittlere Abriebfestigkeit zu testen. Die Radiererensätze, die bei den beiden Instrumenten inklusive sind, entsprechen ML-E-12397 und die Kalibrierung der Federn ist NIST-rückverfolgbar. Ebenfalls inklusive sind Mulltücher nach ML-CCC-C-440 für moderate Abriebtests und Klebeband nach ML-A-A113 Rev. D für Haftungstests. Das Beschichtungstestkit ist ein wichtiges Optik-Testtool für alle, die in der Optikfertigung, Optikbeschichtung oder Qualitätskontrolle arbeiten. Es stellt sicher, dass Optiken die erforderlichen Spezifikationen erfüllen.