

Schott KL Ringlicht mit 66 mm Durchmesser

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt **#72-160** **1 In Stock**

-

1

+

€770^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€770,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
157.420	Modellnummer:
Brightfield Ring Light	Typ:
Compatible with objective dia. of 66mm	Hinweis:
SCHOTT	Hersteller:

Ring Light

Gehäusegeometrie:

KL 1600 and 2500

Compatible Product:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

66

Innendurchmesser (mm):

1,000.00

Länge (mm):

96

Außendurchmesser (mm):

Optische Eigenschaften

30 - 300

Arbeitsabstand (mm):

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Anzeigen

Produktdetails

- Maximale Lichtintensität 1100 Lumen
- Kontinuierliches Dimmen von 0 - 100% möglich
- Verschiedene Lichtleiter verfügbar
- Ideal für den Einsatz mit Stereomikroskopen

SCHOTT KL Lichtquellen mit Lichtleiter sind LED-Kaltlichtquellen, die eine intensive, wärmefreie Beleuchtung für Mikroskopieanwendungen erzeugen. Die Kombination des effizienten Lichtausgangs mit verschiedenen Lichtleitergeometrien bietet verglichen mit direktem LED-Licht deutlich höhere Intensitäten. Es sind zwei Modelle verfügbar: Das KL 1600 bietet eine maximale Intensität von 680 Lumen, das KL 2500 bietet eine maximale Intensität von 1100 Lumen und eine besonders feine Dimmer-Einstellung. Die SCHOTT KL Lichtquellen mit Lichtleiter besitzen ein ergonomisches Design mit einer kleinen Standfläche und können so einfach in kompakte Laboraufbauten integriert werden. Der gleichförmige Lichtausgang der KL-Serie ist ideal für biologische, geologische und pathologische Stereomikroskopieanwendungen.

Hinweis: Das Stromkabel wird separat verkauft.

Technische Informationen

