

Schott KL Ringlicht mit 40 mm Durchmesser

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt **#72-164** **1 In Stock**

-

1

+

€1.050⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.050,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
157.04	Modellnummer:
Brightfield Ring Light	Typ:
Compatible with objective dia. of 40mm	Hinweis:
SCHOTT	Hersteller:

Ring Light	
Gehäusegeometrie:	
KL 1600 and 2500	
Compatible Product:	
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Innendurchmesser (mm):	
40	
Länge (mm):	
1,000.00	
Außendurchmesser (mm):	
64	
Optische Eigenschaften	
Arbeitsabstand (mm):	
25 - 300	
Konformität mit Standards	
Konformitätszertifikat:	
Anzeigen	

Produktdetails

- Maximale Lichtintensität 1100 Lumen
- Kontinuierliches Dimmen von 0 - 100% möglich
- Verschiedene Lichtleiter verfügbar
- Ideal für den Einsatz mit Stereomikroskopen

SCHOTT KL Lichtquellen mit Lichtleiter sind LED-Kaltlichtquellen, die eine intensive, wärmefreie Beleuchtung für Mkroskopieanwendungen erzeugen. Die Kombination des effizienten Lichtausgangs mit verschiedenen Lichtleitergeometrien bietet verglichen mit direktem LED-Licht deutlich höhere Intensitäten. Es sind zwei Modelle verfügbar: Das KL 1600 bietet eine maximale Intensität von 680 Lumen, das KL 2500 bietet eine maximale Intensität von 1100 Lumen und eine besonders feine Dimmer-Einstellung. Die SCHOTT KL Lichtquellen mit Lichtleiter besitzen ein ergonomisches Design mit einer kleinen Standfläche und können so einfach in kompakte Laboraufbauten integriert werden. Der gleichförmige Lichtausgang der KL-Serie ist ideal für biologische, geologische und pathologische Stereomikroskopieanwendungen.

Hinweis: Das Stromkabel wird separat verkauft.

Technische Informationen

