

Schott KL Dunkelfeldringlicht

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt **#72-136** **1 In Stock**

-

1

+

€920⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€920,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
157.406	Modellnummer:
Darkfield Ring Light	Typ:
SCHOTT	Hersteller:
Ring Light	Gehäusegeometrie:

Compatible Product:	
KL 1600 and 2500	
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Innendurchmesser (mm):	66
Länge (mm):	1,000.00
Außendurchmesser (mm):	120
Konformität mit Standards	
Konformitätszertifikat:	
Anzeigen	

Produktdetails

- Maximale Lichtintensität 1100 Lumen
- Kontinuierliches Dimmen von 0 - 100% möglich
- Verschiedene Lichtleiter verfügbar
- Ideal für den Einsatz mit Stereomikroskopen

SCHOTT KL Lichtquellen mit Lichtleiter sind LED-Kaltlichtquellen, die eine intensive, wärmefreie Beleuchtung für Mkroskopieanwendungen erzeugen. Die Kombination des effizienten Lichtausgangs mit verschiedenen Lichtleitergeometrien bietet verglichen mit direktem LED-Licht deutlich höhere Intensitäten. Es sind zwei Modelle verfügbar: Das KL 1600 bietet eine maximale Intensität von 680 Lumen, das KL 2500 bietet eine maximale Intensität von 1100 Lumen und eine besonders feine Dimmer-Einstellung. Die SCHOTT KL Lichtquellen mit Lichtleiter besitzen ein ergonomisches Design mit einer kleinen Standfläche und können so einfach in kompakte Laboraufbauten integriert werden. Der gleichförmige Lichtausgang der KL-Serie ist ideal für biologische, geologische und pathologische Stereomikroskopieanwendungen.

Hinweis: Das Stromkabel wird separat verkauft.

Technische Informationen

