

TECHSPEC[®] SpectrumRed Filterwürfel-Set - Olympus



Olympus Filter Cube #86-833



Produkt **#86-380-OLY** KONTAKT

-

1

+

€1.350⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€1.350,00 stückpreis
Stk. 10+	€1.215,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Typ:	
Fluorescence Filter Kit	
Kompatibles Fluorophor:	
SpectrumRed	
Anregungsfilter:	
#84-101	

#84-103	Emissionsfilter:
#86-335	Dichroitischer Filter:
Olympus	Kompatible Mikroskophersteller:

Optische Eigenschaften

Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: □
Hard Coated	Beschichtung:
576 - 596	Anregungsbereich (nm):
612 - 644	Emissionsband (nm):
605.00	Dichroitische Grenzwellenlänge (nm):
576 - 644	Wellenlängenbereich (nm):

Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
----------	-------------------------

Produktdetails

• Stellt die korrekte Ausrichtung der Filtersets sicher

• Einfache Anpassung an handelsübliche Mikroskope

• Für eine Vielzahl von Wellenlängen lieferbar

• Nicht-montierte **TECHSPEC® Fluoreszenzfiltersets** ebenfalls erhältlich

Die vormontierten TECHSPEC® Fluoreszenzfiltersets im Würfel erleichtern die Integration bei den beliebten Mikroskopen von Olympus oder Nikon. Jedes Fluoreszenzfilterset im Würfel besteht aus einem dichroitischen **TECHSPEC® Fluoreszenzfilter** sowie zwei **TECHSPEC® Fluoreszenz-Bandpassfiltern**, die so ausgerichtet wurden, dass eine optimale Anregung und Emission der wichtigsten Fluorophore erreicht wird. Die Filter können einfach ausgebaut und entsprechend den Anforderungen der Anwendung ersetzt werden, was die Flexibilität erhöht. Ungefasste **TECHSPEC® Fluoreszenzfiltersets** sind ebenfalls erhältlich.

Built-to-Order-Produkt: Die Produkte werden nach der Bestellung aus Standardkomponenten zusammengebaut. Wenn alle Komponenten auf Lager sind, erhalten Sie die Ware in der Regel innerhalb von 5 - 8 Tagen. **Kontaktieren Sie uns** bei Fragen zu Lieferung oder Lagerbestand.