

TECHSPEC[®] Adapter T-Mount auf Olympus (RMS/DIN)



T-Mount Objective Ring Mount, #52-301

Produkt **#52-301** 20+ In Stock

-

1

+

€59^{.50}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€59,50 stückpreis
Stk. 5-9	€52,90 stückpreis
Stk. 10-25	€49,10 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Objective Mount	Typ:
Objective	Optiktyp:
Objective Adapter	Funktion:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
14.95	Länge (mm):
11.5	Tubuslänge (mm):
48.0	Außendurchmesser (mm):
Gewinde & Montage	
T-Mount	Gewindeart:
RMS/DIN (0.8" - 36 TPI)	Objektivgewinde:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	REACH 241:


Produktdetails

- Integration von Mikroskopobjektiven zur Erzeugung von digitalen Mikroskopiesystemen
- Außengewinde C-Mount, T-Mount oder ID1 (SM1) und Innengewinde für Mikroskopobjektiv
- Aus schwarz eloxiertem Aluminium

TECHSPEC® Tubus-System Adapter für Mikroskopobjektive werden verwendet, um Mikroskopobjektive in Systeme mit C-Mount, T-Mount oder SD1 (SM1) zu integrieren. Die Adapter bieten Innengewinde für verschiedene Standard-Mikroskopgewinde, wie z. B. Olympus (RMS/DIN), Mitutoyo (M26 x 0,706) und Nikon (M25 x 0,75). Eine schwarz eloxierte Oberfläche erhöht die Lebensdauer dieser Adapter und reduziert gleichzeitig Streulicht und Reflexionen innerhalb des Systems. TECHSPEC Tubus-System Adapter für Mikroskopobjektive ermöglichen den Aufbau digitaler Mikroskopsysteme und die Integration in digitale Kamerasysteme.

Technische Informationen

Configuration Example - C-Mount Digital Microscope System with Infinity Corrected Objectives



Dimensions		
Compatible with	Overall Size (Dia. x L)	Required Tube Length (A)
Mitutoyo MT-1/MT-2	50 x 42mm	190mm
Mitutoyo MT-L/MT-L4	50 x 40.4mm	150mm
Mitutoyo MT-4/MT-40	30 x 152.5mm	0mm
Olympus WF (#36-401)	56 x 47.8mm	123mm
Nikon (#58-520)	50 x 37.7mm	130mm

