


Testbild verschiedene Frequenzen 5-200 lp/mm



Produkt **#43-488** AUSVERKAUF **1 In Stock**

-

1

+

€900^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€900,00 stückpreis
Stk. 5+	€855,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
25.4 x39.37	Mustergroße (mm):
2 x2	Größe (Zoll):
1.50	Dicke (mm):
Beveled	Kanten:

0.00254	Ebenheit (mm):
Optische Eigenschaften	
Vacuum deposited durable chromium	Beschichtung:
Float Glass	Substrat:
≥3.0	Optische Dichte OD:
40-10	Oberflächenqualität:

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	REACH 241:

Produktdetails

- 5 lp/mm bis 120 lp/mm oder 5 lp/mm bis 200 lp/mm
 - 1mm Schrittgröße
 - 5 lp/mm Schritte
 - Zur Kalibrierung von Bildaufnahmesystemen
 - Auflösungsbestimmung
- Testbilder mit verschiedenen Frequenzen sind ideal zur Bestimmung von Auflösung, Verzeichnung oder Parfokalität.